Sonimed MAF slim

Magnetoterapia ad alta frequenza da indossare

CE Dispositivo medico CE 1370

SCHEDA TECNICA

Specifiche del dispositivo

Sonimed MAF slim è un dispositivo di magnetoterapia ad alta frequenza (20 MHz), leggero e senza fili, progettato per il recupero dai traumi dell'apparato muscolo-scheletrico.

Si indossa con le fasce elastiche e si può usare durante le attività quotidiane, a casa e fuori casa. Gestione semplice con un solo tasto e 4 programmi preimpostati.



250 g
Peso

90 × 140 × 25 mm
Dimensioni

fino a 8 ore
Autonomia media

circa 2 ore
Ricarica completa

4 programmi
30, 60, 180 minuti o continuo

20 MHz
Frequenza di lavoro

Caratteristiche dettagliate

Modulazione degli impulsi	**500 – 10.000 Hz**
Programmi preimpostati	**4 (30 min, 60 min, 180 min, continuo)**
Frequenza di lavoro	**20 MHz**
Uscite	**2 porte MAF (MAF 1 e MAF 2)**
Alimentazione	**9 V CC (alimentatore incluso)**
Batteria interna	**NiMH 1,2 V – autonomia media 8 h**
Classe elettrica	**II – parte applicata di tipo BF – IP21**
Comandi	**Tasto START/STOP, spie programmi PR1–PR4, spia batteria**
Modalità d'uso	**Indossabile con fasce elastiche; utilizzabile anche in carica**

CONTENUTO

Nella confezione

01 · Dispositivo Sonimed MAF slim	**Apparecchio senza fili per il recupero dai traumi dell'apparato muscolo-scheletrico**
02 · Alimentatore per ricarica	**Carica rapida e sicura**
03 · 2 fasce elastiche (60 cm e 100 cm)	**Ideali per gomito, spalla, ginocchio e schiena**
04 · Manuale pratico dei trattamenti	**Istruzioni semplici con esempi chiari per ogni patologia**
05 · 2 connettori universali	**Per collegare materassino e accessori MAF**

TRATTAMENTI

Programmi

- **45 programmi** indicati nel manuale: per ogni patologia il manuale suggerisce quale dei 4 programmi avviare e quali accessori utilizzare.
- **4 programmi preimpostati** sul dispositivo: 30 minuti, 60 minuti, 180 minuti o funzionamento continuo.
- **Accessori opzionali** (si collegano alle uscite MAF): materassino MAF, gilet magnetico, fascia cervicale, fascia lombare, fascia spalla-ginocchio.

SICUREZZA

Avvertenze

Non utilizzare

- In gravidanza, salvo diversa indicazione medica
- Con pacemaker o altri dispositivi elettronici impiantati
- Con corpi metallici interni non compatibili (viti, placche, protesi non certificate)
- In caso di epilessia, salvo parere favorevole dello specialista
- In presenza di neoplasie, senza prima consultare un medico
- Su ferite aperte, infezioni acute o zone con emorragie in corso
- Su bambini molto piccoli senza supervisione medica

Per un uso corretto

- Seguire sempre i tempi di esposizione consigliati, per evitare un uso eccessivo
- Applicare il dispositivo secondo le istruzioni, evitando le zone non raccomandate (come il cuore o la testa, se non prescritto)
- Non sostituisce cure farmacologiche o terapie mediche: è un supporto complementare
- Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. In caso di dubbi, consultare il medico

Informazioni e ordini

La chiamata è gratuita. Il consulente viene a casa tua e ti fa provare il dispositivo.

NUMERO VERDE
800 699 769